

CLASSIC
NETZHAUTLASER

Der grüne Ausnahme-Laser



A.R.C.
LASER

enlighten your surgery.



Weniger ist mehr: Batteriebetrieb für mehr Freiheit und Flexibilität.



CLASSIC - Unser einzigartiger Netzhaut-Laser mit 2 Fibereinkopplungen



CLASSIC Spaltlampenadapter Super-View



Super-View für HS-BQ

Die Laser-Einkopplung erfolgt absolut koaxial:

- Keine Änderung des Spaltlampenlichts.
- Keine Restriktion beim Einsatz von Kontaktgläsern.

TECHNISCHE DATEN

Laser	KTP - 532 nm (grün)
Ausgangsleistung	> 1,5 Watt am Faserende
Pulslänge	10 ms - cw
Pulspause	100 ms - 1.000 ms
Wiederholfrequenz	Einzelpulse von 1 bis 9 Hz
Zielstrahl	635 nm, < 1 mW
Adapter	Für Spaltlampen
Stellfläche	250 x 190 x 52 mm
Gewicht	3,3 kg - komplett
Netzteil- Anschluß	Aufladbare Batterien / 90 - 230 VAC
Laser Ausgänge	2 Fibereinkopplungen
Zubehör	Indirektes Ophthalmoskop / Endo Probes
Technische Änderungen vorbehalten.	

SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG
 Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte oder Streustrahlung vermeiden.
LASER KLASSE 4
 532 nm, P < 3 Watt / 635 nm, P < 1 mW

