

A.R.C.
LASER

enlighten your surgery.

WOLF
CHIRURGISCHER LASER


TruBlue



PHOTOANGIO-
LYTISCH

KONTAKTLOSES
SCHNEIDEN

FASERGEFÜHRTER
LASER



WOLF TruBlue Laser


VORTEILE:

- Blutarme Operationen
- Schneiden im Nicht-Kontakt-Modus, geringe Nekrose
- Flexibles Zubehör
- Vielseitiges System für ein breites Behandlungsspektrum
- Kleiner als ein Schuhkarton





Das kleinste **CO₂+KTP**-ähnliche Lasersystem für Koagulation, Vaporisation und blutarme OPs vereint in einer sehr flexiblen Glasfaser. Join the TruBlue revolution!



flexibel



portabel



vielseitig




geräuscharm

Vielseitigkeit trifft auf Effizienz

Der Wolf TruBlue bietet eine große Applikationsvielfalt. Der Laser kann sowohl berührungsfrei als auch im Kontakt-Modus verwendet werden, um die gewünschte Behandlung verfahrensoptimal durchzuführen.

- ▶ Rhinologie
- ▶ Allgemein Chirurgie
- ▶ Laryngologie
- ▶ Otologie

Überzeugend: Der WOLF TruBlue schneidet ähnlich wie ein CO₂-Laser im Nicht-Kontakt und weist gleichzeitig hervorragende Koagulationseigenschaften auf! Dank dieser Eigenschaften und der hohen Absorption im Hämoglobin bei gleichzeitiger Transparenz im Wasser (photoangiolytischer Effekt) bietet der WOLF TruBlue ein Anwendungsspektrum, das seines Gleichen sucht.



TruBlue – Fast ein CO₂ und doch mehr

Der äußerst robuste und portable WOLF offeriert ein gutes Zusammenspiel aus Design, Kompaktheit und Leistung. Dank unterschiedlichster Fasern mit 300, 400, oder 600µm und den Fortschritten in der Glasfasertechnologie glänzt er mit einer beachtlichen Flexibilität - ideal für eine minimal-invasive Anwendung mit einem flexiblen Endoskop.

Vorteile

- ▶ Überzeugende Eigenschaften und Flexibilität der Wellenlänge
- ▶ Erlaubt ambulante Behandlungen in lokaler Anästhesie
- ▶ Geringe Kosten für Zubehör und Wartung

Hervorragende Qualität und Sicherheit

Qualität und Sicherheit stehen für uns an erster Stelle. Profitieren Sie von der hervorragenden Verarbeitung und der 2-Jahres-Garantie.



LASER...INNOVATION
MADE IN GERMANY